

Checklist du matériel indispensable pour la mise bas d'une chienne

Cochez chaque élément au fur et à mesure de votre préparation. Format 1 page, imprimable. Liste approuvée par les experts de PETBEAUTYSTORE.

1. Préparer l'environnement

- Caisse de mise bas avec barres anti-écrasement (propre et désinfectée)
- Tapis vétérinaire ou alèses absorbantes (60 x 90 cm)
- Tapis chauffant ou lampe infrarouge (température ambiante 25–27°C)
- Pièce calme, sécurisée, sans courant d'air
- Caisse de transport prête (déplacement / urgence vétérinaire)

2. Matériel à avoir sous la main

- Gants en latex ou vinyle (propres)
- Gel hydroalcoolique
- Serviettes propres et douces (séchage des chiots)
- Papier absorbant doux / mouchoirs non parfumés
- Compresses stériles
- Ciseaux à bout rond désinfectés (cordon ombilical)
- Pince hémostatique (pour clamber le cordon si besoin)
- Extracteur de mucus (libération des voies respiratoires)
- Thermomètre rectal (suivi température de la chienne)
- Balance de précision (pesée des chiots)
- Colliers d'identification (couleurs)

3. Alimentation et soins

- Biberon, tétines et seringues pour chiots
- Lait maternisé pour chiots (Beaphar, ...)
- Complément nutritionnel type Nutridrop's
- Alèses de rechange et sacs poubelles
- Désinfectant doux pour l'environnement (Saniterpen)

4. Suivi postnatal

- Carnet d'élevage (poids, observations, tétées)
- Numéro de téléphone du vétérinaire à portée de main

PETBEAUTYSTORE – Votre partenaire de confiance pour l'élevage canin et félin. Retrouvez tout le matériel d'élevage sur : petbeautystore.com/fr/a-l-elevage/